



## BRUKSANVISNING

# Aktivstol Ben





## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| AVSEDD ANVÄNDNING .....                               | 3  |
| VARNING OCH SÄKERHETSINSTRUKTIONER .....              | 3  |
| SPECIELL NOTERING OM DEN EXTRA DJUPA STÖDBRÄDAN ..... | 5  |
| INSTÄLLNING FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....               | 6  |
| INSTÄLLNINGAR UNDER ANVÄNDNING .....                  | 7  |
| ANVÄND MED HJUL .....                                 | 8  |
| JUSTERING AV FOTSTÖDEN.....                           | 9  |
| DIMENSIONER OCH VIKT .....                            | 10 |
| VANLIGA KONTROLLER.....                               | 11 |
| RENGÖRING OCH SKÖTSEL .....                           | 11 |
| MATERIAL .....                                        | 11 |
| TILLVERKARE OCH KVALITET .....                        | 12 |

### **Viktig:**

*Läs dessa instruktioner noggrant före användning för att undvika faror under användning och för att säkerställa barnets säkerhet, följ dessa instruktioner noggrant.*

## AVSEDD ANVÄNDNING

- Denna produkt är en medicinteknisk produkt av klass I och är endast avsedd för inomhusbruk och för korrekt användning som möbel och sittplats i ett rum. Produkten får under inga omständigheter användas på cykel, i cykelvagn, i bil eller i andra liknande transportlösningar.
- Den åldersanpassade storleksrekommendationen och stolens maximala lastkapacitet anges på sidan 10.
- Om barnets fötter är överdrivet aktiva (t.ex. vid upprepat trampande eller slag), vänligen kontakta oss så att fotstödet vid behov kan förstärkas.
- Underredet och övriga tillbehör är anpassade efter stolens form och storlek. De får under inga omständigheter användas tillsammans med andra stolar eller sitsar.

## VARNING OCH SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Bruksanvisningen är en integrerad del av rehabiliteringsstolen. Förvara dokumentationen och överlämna den vid eventuell vidareöverlåtelse av produkten. Vid förlust kan en kopia laddas ner från vår hemsida:

**[www.pappa-bjoern.se](http://www.pappa-bjoern.se)**

- Produkten är inte avsedd som klätter- eller lekutrustning och är varken lämplig som ståyta eller som steg; den kan tippa eller ramla. Se till att stolen används under uppsikt.
- Placera stolen på ett fast, plant och torrt underlag.
- Undvik att stolen välter eller faller, eftersom detta kan påverka stolens konstruktion och stabilitet.
- Om dynor och abduktionskil är fastmonterade får barnet aldrig tvingas in i stolen. Detta kan orsaka skador på både barnet och stolen. Vid sådan felanvändning kan produktens säkerhet, ansvar och garanti inte längre garanteras.



- Gör alla grundinställningar INNAN barnet sätter sig i stolen. Eventuella justeringar måste göras noggrant, på ett sätt som är bekvämt för barnet men ändå har säkerheten i åtanke. Barnet får under inga omständigheter begränsas av dynorna eller abduktionskilen.
- Använd endast bältesystem (tillbehör) avsedda av oss för denna produkt. Observera att barnet utan bälte kan välta och ramla framåt. Det är därför nödvändigt att säkra barnet hela tiden.
- Se till att barnet aldrig lämnas utan tillsyn under användning och att en ansvarig vuxen alltid är närvarande.
- Fäst inga komponenter från andra företag på denna barnstol och anpassa endast den stolshöjare som utvecklats för detta ändamål. Observera att barnstolen görs om till en barnstol för barnet tillsammans med stolslyften och att barnet alltid måste vara säkrat.
- Skyddsanordningar och etiketter får inte tas bort.
- Rehabiliteringsbarnstolen är CE-testad och märkt.
- Håll denna produkt borta från öppna lågor, cigaretter och värmekällor som eldstäder, radiatorer och värmeelement. Förvara barnstolen i rumstemperatur och i torra rum.
- Se till att rehabiliteringsstolen är i perfekt skick innan du använder den. Om du märker några defekter i produkten under användning, vänligen ta ut barnet ur stolen omedelbart och använd den inte längre.

*Att avvika från säkerhetsanvisningarna upphäver inte bara garantin utan äventyrar säkerheten! Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av sådan felanvändning. Reparationer bör utföras av auktoriserade specialister.*

## SPECIELL NOTERING OM DEN EXTRA DJUPA STÖDBRÄDAN

En extra djup stödbräda finns som tillbehör eller kan ingå i leveransen.

Använd endast denna stödbräda i den lägsta inställningen.

Eventuella monterade hjul måste alltid vara i kontakt med golvet.

Vid användning av den extra djupa stödbrädan är den maximala tillåtna belastningen 30 kg.

Om stödbrädan eller stolen skadas till följd av felaktig hantering upphör garantin.

När delarna monteras ska du säkerställa att de är korrekt sammanfogade och att alla skruvar är ordentligt åtdragna. Kontrollera inställningarna före varje användning.





## INSTÄLLNING FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING



1. Lossa de två skruvarna på baksidan av ryggplattan (moturs) och för dynorna till sitt yttersta läge. Därefter justeras dynorna till rätt position för barnet.

2. Flytta abduktionskilen till det främre läget genom att lossa skruven under sätet och föra kilen framåt.



Utan bälte kan barnet  
ramla ur stolen.

3. Placera barnet i stolen och säkra det med 4-punktsbröstbältet (se bild). Vid behov kan en andra person hjälpa till att hålla barnet stabilt under inställningen. Placera därefter dynorna och abduktionskilen i rätt position och fixera dem genom att dra åt skruvarna för hand (medsols).



4. Höjden på fotbrädan bör generellt ställas in så att barnets höfter och knän bildar en vinkel på cirka 90°. Justeringen görs genom att helt ta bort stjärnskruvarna. Fotbrädans höjd kan därefter justeras genom att flytta och återmontera skruvarna. De två brickorna ska alltid placeras bakom stolsbenet.

När dynor och fotbräda monteras ska du säkerställa att de är fixerade i 90° vinkel och att infästningshålen är i samma höjd.

**Viktigt:** Fråga en terapeut om korrekt justering av rehabiliteringsstolen om du inte själv är expert.

## INSTÄLLNINGAR UNDER ANVÄNDNING

- Pelotternas bredd och höjd kan justeras under användning. Ändra dock endast en inställning i taget och se till att barnet alltid är säkrat med bälte. Vid behov kan en andra person hjälpa till att hålla barnet stabilt under justeringen.
- Utför alltid en avslutande säkerhetskontroll för att säkerställa att dynor, fotbräda, abduktionskil och – om tillämpligt – bröstbälte är korrekt justerade och att alla skruvar är ordentligt åtdragna.
- **Lämna aldrig barnet utan tillsyn i stolen under hela användningstiden.**

### **Försiktighetsanmärkning:**

Kontrollera särskilt i början om barnet upplever tryckpunkter, rodnad eller annat obehag.

Vid förändringar av inställningarna kan sådana reaktioner förekomma.

I sådana fall kan extra stoppning tillfälligt användas på rygg eller sits, och användningstiden bör minskas under en övergångsperiod.

Om barnet visar tecken på rädsla, gråt, kraftig oro eller om huvudets stabilitet är otillräcklig och det finns risk för skada eller fall, ska barnet omedelbart tas ur stolen.



## ANVÄND MED HJUL



1. För att placera barnet i stolen, tryck ner bromsspakarna tills du hör ett "klick" så att hjulen är låsta. När barnet är säkrat kan bromsarna lossas för att försiktigt flytta stolen.
2. Av säkerhetsskäl ska stolen alltid skjutas intill bordskanten tills dynorna ligger i nivå med bordsskivan. Se till att barnets knän inte kommer i kontakt med bordets underkant.
3. Rengör hjulen regelbundet från smuts och eventuellt hår. Smuts och hår kan annars påverka hjulens funktion och rullförmåga.



Utan bälte kan barnet  
ramla ur stolen



## JUSTERING AV FOTSTÖDEN



### 1. Verktyg:

Ha följande verktyg redo:

- en stjärnskruvmejsel
- en skiftnyckel #8



2. Använd #8-nyckeln för att hålla muttern på undersidan av fotstödet. Använd därefter en stjärnskruvmejsel för att lossa skruven.

### **Viktigt vid anpassning med ett barn:**

Fotstöden ska justeras när barnets ben är avslappnade. Fotstödens slutposition får aldrig tvinga fötterna i ett onaturligt eller forcerat läge, då detta på sikt kan orsaka obehag, felställningar eller tryckpunkter.

Vid osäkerhet bör justeringen utföras i samråd med specialist eller terapeut.



## DIMENSIONER OCH VIKT

| Tekniska data                                       | storlek 2          | storlek 3    | storlek 4      | storlek 5    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|
| Rekommenderad ålder (ca)                            | 4 - 7 år           | 7 - 10 år    | från 10 år     | från 14 år   |
| Underbenshöjd                                       | 20 - 26 cm         | 25,5 - 32 cm | 31,4 - 38,2 cm | 48 cm        |
| Sätesbredd                                          | 40,5 cm            | 43,5 cm      | 46,5 cm        | 50,0 cm      |
| Sitthöjd / ryggstödshöjd                            | 34 cm/34 cm        | 45 cm/42 cm  | 45 cm /49 cm   | 50 cm/49 cm  |
| Sittdjup (utan kil)                                 | 27 cm              | 32 cm        | 36 cm          | 45 cm        |
| Sittdjup med kil                                    | 16 - 22 cm         | 22 - 27 cm   | 25 - 31 cm     |              |
| Möjligt pelottemellanrum                            | 18 - 24 cm         | 18 - 26 cm   | 20 - 28 cm     | 20 - 28 cm   |
| Antal pelotteöppningar                              | 10 stycken         | 13 stycken   | 14 stycken     | 14 stycken   |
| Pelotter (L/B/H)                                    | 19,5 x 14 x 2,5 cm |              |                |              |
| Kil (L/B/H)                                         | 12x6,5x7cm         | 12x9x9cm     | 14,5x10x10cm   | 14,5x10x10cm |
| Vikt                                                | 10 kg              | 13 kg        | 14 kg          | 15 kg        |
| Maximal tillåten kroppsvikt                         | 40 kg              | 50 kg        | 60 kg          | 90 kg        |
| Minsta höjd till bordets underkant                  | 38,5 cm            | 46 cm        | 66 cm          | 66 cm        |
| Minsta höjd till bordets underkant inklusive basram | 63 cm              | 65 cm        | 66 cm          | 66 cm        |

*Varje stol med tillbehör är unik och designad samt handgjord av oss. Därför kan färg, material och mindre dimensionella avvikelser vara möjliga.*



## VANLIGA KONTROLLER

- Innan stolen används ska du kontrollera att alla delar finns på plats, är korrekt monterade och att allt material är i gott skick.
- Samtliga skruvar och brickor ska alltid vara ordentligt åtdragna, annars kan infästningar och träförband skadas.

## RENGÖRING OCH SKÖTSEL

- Ytan är skyddad mot vattenstänk. Eventuell fukt eller utspillda vätskor ska dock torkas bort omedelbart med en torr bomullstrasa. Om fukt lämnas kvar finns risk att träet sväller, vilket kan påverka både funktion och säkerhet. Om halkskyddsmattor används ska dessa tas bort regelbundet och torkas separat innan de åter placeras på stolen. Om en fuktig matta lämnas kvar på stolen kan träet svälla och tillverkarens garanti upphöra att gälla.
- Vid behov kan envis smuts avlägsnas med en lätt fuktad bomullstrasa och därefter torkas noggrant. Använd aldrig bensin, lösningsmedel, skurmedel eller klorbaserade rengöringsmedel.

## MATERIAL

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Stolsram och pelotter: | massiv ek                          |
| Stolsdelar och bas:    | björkplywood                       |
| Abduktionskil:         | kork                               |
| Yta:                   | klarlack - skyddad mot stänkvatten |

### **Notera:**

*Trä är en naturprodukt och ändrar färg med åren. Undvik stark och långvarig exponering för solljus eftersom detta kan leda till en fläckig yta.*



## TILLVERKARE OCH KVALITET

### TACK!

Tack för att du har valt vår produkt. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vid frågor om skräddarsydda produkter eller andra tillbehör är du välkommen att kontakta oss.



#### **Pappa Björn AB**

Torsbo 307, 523 60 Gällstad

Org.Nr. 559544-0875, VAT-No. SE559544087501

[info@pappa-bjoern.se](mailto:info@pappa-bjoern.se)

[www.pappa-bjoern.se](http://www.pappa-bjoern.se)

Tel. +46 (0)76 874 36 33

