

Översikt över tillgängliga tillbehör till BEN rehabiliteringsstol.

Alla tillbehör är utvecklade för individuell anpassning med fokus på funktion, komfort och säkerhet.

Basutrustning BEN rehabiliteringsstol

Ingår som standard	Beskrivning
BEN rehabiliteringsstol	Stol inklusive stödbräda
Abduktionskil	Monterad med M6 stjärnskruvar
Pelotter (2 st)	Med klämspar, valfri färg
Bältesfästen	Fyra förmonterade
Bakhjul	Två bakhjul (ingår för storlek 3–5)



Tillval och tillbehör

Halkskyddsmatta (4,5 mm)

Funktion	Information
Positionering	Stödjer korrekt bäckenposition
Certifiering	OEKO-TEX® Standard 100
Skötsel	Maskintvättbar upp till 60 °C
Material	Vinylskum med PES-/glasfiberväv
Färger	orange · vinröd · blå · lila · grön · grå · svart



Extra låg stödbräda

Funktion	Information
Användning	Underlättar självständigt sittande
Rekommendation	Vid långa underben
Material	Björkplywood, 21 mm
Begränsning	Endast lägsta inställningen (storlek 3–5)



 Endast för den lägsta inställningen (storlek 3–5)

Hälbräda

Funktion	Information
Indikation	När hälar glider bakåt under sitsen
Effekt	Stödjer korrekt fotposition
System	Instickssystem med träspak
Material	Björkplywood, 9 mm



Fotstöd

Funktion	Information
Indikation	Vid permanent framåtböjda fötter
Rekommendation	Från storlek 2
Utförande	Ett par, inkl. Kardborreband
Montering	Under stödbrädan
Material	Svart pulverlackerad metall, kardborreband 20 mm



Nackskydd

Funktion	Information
Skydd	Mot huvudstötär
Användning	Extra vaddering vid behov
Material	Grå frigolit
Fäste	Två kardborreband, 40 mm




Bältessystem

Funktion

Bälte rekommenderas för att säkra överkropp eller bäcken. Möjligheten till aktivt sittande bör alltid prioriteras om säkerheten kan garanteras. Samarbete med John GmbH – högkvalitativa säkerhetsbältessystem. Val av bälte och installation sker i dialog med användare/vårdnadshavare.

Exempel på bälten: bröst- och axelbälte · bröstbälte · bäckenbälte · bältesskydd · sittbyxor



 För personer som inte själva kan avgöra behovet av säkerhetsåtgärder ska beslut fattas av behörig företrädare.