

Översikt över tillgängliga tillbehör till LEO rehabiliteringsstol.

Alla tillbehör är utvecklade för individuell anpassning med fokus på funktion, komfort och säkerhet.

Basutrustning LEO rehabiliteringsstol

Ingår som standard	Beskrivning
LEO rehabiliteringsstol	Stol med rundad sits och integrerad bottenplatta
Höjdbar bock	Med integrerade hjul, varav två med broms
Pelotter (2 st)	Med klämspar för individuell inställning
Bältesfästen	Fyra förmonterade
Yta	Klarlackad – skyddad mot stänkvatten



Tillval och tillbehör

Halkskyddsmatta (10 mm)

Funktion	Information
Positionering	Stödjer korrekt bäckenposition
Komfort	Ger ökad stabilitet i sittandet
Skötsel	Maskintvättbar upp till 60 °C
Material	Vinylskum med PES-/glasfiberväv
Färger	vinröd · blå · lila · grön · grå · svart



Avtagbar abduktionskil

Funktion	Information
Stöd	Ger extra stöd för bäckenet och kan förhindra framåtgång
Justerbar	Steglöst justerbar och avtagbar
Montering	M6 stjärnskruvar
Material	Kork



Hjul på bottenplattan

Funktion	Information
Förflyttning	Underlättar förflyttning mellan olika rum
Utförande	Fyra hjul, varav två med broms
Sitthöjd	Ø50 mm hjul höjer sitthöjden med ca +7 cm



Ryggekudde

Funktion	Information
Komfort	Ger extra stöd och mjukhet i ryggen
Användning	Rekommenderas vid behov av ökad komfort
Material	Textilklädd skumkudde
Fäste	Kardborreband



Nackskydd

Funktion	Information
Skydd	Skyddar mot huvudstöt
Användning	Kan även användas som extra vaddering vid behov
Material	Grå frigolit
Fäste	Två kardborreband, 40 mm



Bältessystem

Funktion

Bälte rekommenderas för att säkra överkropp eller bäcken. Möjligheten till aktivt sittande bör alltid prioriteras om säkerheten kan garanteras. Samarbete med John GmbH – högkvalitativa säkerhetsbältessystem. Val av bälte och installation sker i dialog med användare/vårdnadshavare.

Exempel på bälten: bröst- och axelbälte · bröstbälte · bäckenbälte · bältesskydd · sittbyxor



⚠ För personer som inte själva kan avgöra behovet av säkerhetsåtgärder ska beslut fattas av behörig företrädare.