

För barn som behöver tydligt stöd, struktur och trygghet i sittpositionen

BEN är utvecklad för barn, ungdomar och unga vuxna med nedsatt bålstabilitet. Stolen hjälper till att skapa en trygg och stabil sittposition samtidigt som barnet behåller möjlighet till aktivt sittande och egen rörelse.

Den steglöst justerbara abduktionskilen möjliggör korrekt positionering av låren och avlastning av bäckenet. Komfort och funktion kan vid behov utökas med lämpliga tillbehör.



Fördelar

- Stabil överkropp och tydlig sittposition
- Aktivt sittande med tillräcklig rörelsefrihet
- Individuell anpassning efter barnets behov
- Passar i hemmet, i skolan och i terapi
- Naturliga material med varm och lugn känsla

Basutrustning & material

- BEN rehabiliteringsstol inklusive pelotter
- Sits och fotstöd: björkplywood
- Ram och bålstöd: massiv ek
- Bakplatta: björkplywood
- Abduktionskil: kork, avtagbar med skruv
- Yta: klarlackad, skyddad mot stänkvatten

Tekniska data

Egenskap	Storlek 2	Storlek 3	Storlek 4	Storlek 5
Rekommenderad ålder (ca)	4–7 år	7–10 år	från 10 år	från 14 år
Underbenshöjd = sitthöjd	20–26 cm	25,5–32 cm	31,4–38,2 cm	48 cm
Sättesbredd	40,5 cm	43,5 cm	46,5 cm	50,0 cm
Sitthöjd / ryggstödshöjd	34 cm / 34 cm	45 cm / 42 cm	45 cm / 49 cm	50 cm / 49 cm
Sittdjup (utan kil)	27 cm	32 cm	36 cm	45 cm
Sittdjup (med kil)	16–22 cm	22–27 cm	25–31 cm	–
Möjligt pelottemellanrum	18–24 cm	18–26 cm	20–28 cm	20–28 cm
Antal pelotteöppningar	10	13	14	14
Pelotter (L/B/H)	19,5 × 14 × 2,5 cm			
Abduktionskil (L/B/H)	12 × 6,5 × 7 cm	12 × 9 × 9 cm	14,5 × 10 × 10 cm	14,5 × 10 × 10 cm
Vikt	10 kg	13 kg	14 kg	15 kg
Maximal tillåten kroppsvikt	40 kg	50 kg	60 kg	90 kg
Minsta höjd till bordets underkant	38,5 cm	46 cm	66 cm	66 cm
Minsta höjd inkl. basram	63 cm	65 cm	66 cm	66 cm

Uppgifterna baseras på nuvarande produktinformation. Mindre avvikelser i färg, material och dimensioner kan förekomma eftersom varje stol tillverkas individuellt. Uppdaterad enligt befintligt datablad: 2026-04-17.

Pappa Björn AB

Torsbo 307 · 523 60 Gällstad · Tel. +46 (0)76 874 36 33 · info@pappa-bjoern.se · www.pappa-bjoern.se